immer-mobil






mit Hilfsmittel-nummer

**Elektro-Rollstuhl** *immer-mobil*

# Faltbar & Leicht


**Antikippräder**
für erhöhte Sicherheit bei Steigungen



**Flexibles Fahrpult**
kann links oder rechts montiert werden – perfekt für Links- und Rechtshänder



**Verstellbare Rückenlehne**
in Höhe und Neigung bis 22° verstellbar



# Willkommen bei der immer-mobil Familie!

Mit den faltbaren *immer-mobil* Elektro-Rollstühlen erhalten Sie wieder ein großes Stück Unabhängkeit. Dabei können Sie sich auf alltagserprobte Modelle mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis verlassen. Mit ihnen sind Sie sicher und komfortabel unterwegs. Durch ihre Leichtigkeit und Faltbarkeit lassen sie sich nicht nur einfach transportieren, sondern auch platzsparend verstauen.
**Damit können Sie wieder drinnen und draußen mobil sein.**



## Alle Vorteile auf einen Blick.

- **in nur einer Sekunde gefaltet**
  einfache Handhabung und platzsparend zu verstauen
- **besonders leicht (ab 18 kg)**
  optimal für Transport und Reisen
- **mit bürstenlosen Elektro-Motoren**
  wartungsfrei für zuverlässiges Fahren
- **Reichweite bis 45 km**
  sorglos auch bei längeren Fahrten ohne ständiges Nachladen
- **Lithium-Ionen-Batterien**
  herausnehmbar und leicht zu laden – langlebig und wartungsarm
- **reisetauglich**
  perfekt für Flug-, Schiffs-, Bus- und Bahnreisen
- **Antikippräder inklusive**
  weil es bei Sicherheit keine Kompromisse gibt
- **vielfach verstellbar**
  ergonomische Sitzposition für deutlich mehr Komfort
- **LED-Beleuchtung inklusive**
  besser sichtbar, auch bei Dämmerung
- **umfangreiches Zubehör**
  passend zu Ihren Bedürfnissen
- **mit Hilfsmittelnummer**
  mögliche Kostenübernahme durch Krankenkasse
- **umfangreiche Garantie**
  2 Jahre Garantie auf Rollstuhl und Batterien





**Scheinwerfer, Rücklicht und Bremslicht**
direkt über Fahrpult bedienbar
(außer immer-mobil 110)





Alle Modelle mit Hilfsmittelnummer

## In nur 1 Sekunde leicht & schnell faltbar




Jetzt Probefahrt vereinbaren:
**0800 4000 550**
Kostenlose Hotline



**Vorderrad-federung**
voller Komfort bei unebenem Untergrund



**Hinterrad-federung**
perfekt, um ins Grüne zu fahren



**Verstellbare Rückenlehne**
in Höhe und Neigung bis 22° verstellbar

# *immer-mobil 160*

Hilfsmittelnummer 18.50.07.0032



| 30 kg | 45 km | 22° |
|---|---|---|
| Eigen-gewicht | Reich-weite* | Rücken-lehne |

Mit dem *immer-mobil 160* fahren Sie wie auf Wolken – sogar in unebenem Gelände. Dafür sorgen die gefederte Vorderradgabel und die große Hinterradfederung. Die Rückenlehne ist sowohl in der Neigung als auch in der Höhe individuell anpassbar. Ebenso sind die Armlehne und das Fußbrett verstellbar. Im gefalteten Zustand lässt er sich zum Verladen elektrisch über eine Rampe ins Auto fahren.

cm 160-190 kg < 160 Ja

**Viel Extra-Zubehör für alle Modelle**
**www.immer-mobil.de**







**Verstellbare Rückenlehne**
in Höhe und Neigung bis 22° verstellbar



**Armlehne hochklapp- und längenverstellbar**
ideal für Seiteneinstieg



**Scheinwerfer, Rücklicht und Bremslicht**
direkt über Fahrpult bedienbar



Spurstabil auf Schrägen

# *immer-mobil Primero*

Hilfsmittelnummer 18.50.07.0031

| 23,5 kg | 45 km | 22° |
|---|---|---|
| Eigen-gewicht | Reich-weite* | Rücken-lehne |

Der *immer-mobil Primero* – die Kompaktklasse für den Alltag. Er ist die erste Wahl, wenn es um durchdachte Ausstattung und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis geht. Er ist bei vielen Krankenkassen ohne Zuzahlung erhältlich. Mit nur 23,5 kg Eigengewicht ist er besonders leicht und einfach zu transportieren. Er ist der verlässliche Allrounder für den Innen- und Außenbereich.

**Ein Elektro-Rollstuhl gemacht für Alle.**

cm 160-190 kg < 120 Ja



* Reichweite bei maximaler Anzahl der Batterien.
Siehe Technische Daten.

**elektrische Aufstehhilfe**
zum leichteren Ein- und Aussteigen (optional erhältlich)



**Flexibles Fahrpult**
kann links oder rechts montiert werden – perfekt für Links- und Rechtshänder



**Breites Fußbrett**
hochklappbar und höhenverstellbar – zum einfachen Einstieg



# *immer-mobil 140*

Hilfsmittelnummer 18.50.07.0001

| 27 kg | 45 km | 22° |
|---|---|---|
| Eigen-gewicht | Reich-weite* | Rücken-lehne |




Mit den großen Rädern, den starken Motoren und der hohen Steigfähigkeit von 25 % überwindet der *immer-mobil 140* komfortabel Rampen, Schwellen, Rillen. Damit ist er der perfekte Wegbegleiter für den Innen- und Außenbereich. Er kann mit 3 Batterien ausgestattet werden und erreicht damit eine Reichweite von bis zu 45 km. Neben der vielseitigen Anpassbarkeit für komfortables Sitzen, ist auch eine in der Neigung (bis 22°) und Höhe verstellbare Rückenlehne inklusive.

cm 160-190 kg < 140 Ja





16kg





# *immer-mobil 145DE*

Hilfsmittelnummer 18.50.07.0005

**30 kg** Eigen-gewicht

**45 km** Reich-weite*

**22°** Rücken-lehne

14kg



Der teilbare *immer-mobil 145DE* kann mit einem Handgriff in zwei Teile mit je 16 kg und 14 kg zerlegt werden. Das macht das Verstauen und den Transport besonders leicht. Technisch entspricht er dem *immer-mobil 140*. Die großen Räder, die gefederten Vorderradgabeln, die kräftige Motorleistung und die damit verbundene hohe Steigfähigkeit machen ihn zu einem verlässlichen und komfortablen Begleiter im Alltag.

cm 160-190 kg < 145 Ja



**Vorderrad-federung**
individuell einstellbar für mehr Komfort

**Lithium-Ionen-Batterien**
bis zu 3 Stück, herausnehmbar, leistungsstark und langlebig



**Verstellbare Rückenlehne**
in Höhe und Neigung bis 22° verstellbar



* Reichweite bei maximaler Anzahl der Batterien.
Siehe Technische Daten.

# *immer-mobil 110*

Hilfsmittelnummer 18.46.06.0007

**24 kg** Eigengewicht

**30 km** Reichweite*

Das geringe Eigengewicht und die kleinen Räder machen den *immer-mobil 110* besonders wendig und ideal für den Innenbereich. Mit nur 59 cm Gesamtbreite paßt er ideal auch durch schmale Türstöcke.

cm 160-180 kg < 110 Ja



# *immer-mobil 120T*

Hilfsmittelnummer 18.50.07.0018

**25 kg** Eigengewicht

**22 km** Reichweite*

Rückenlehne

Der Elektro-Rollstuhl *immer-mobil 120T* lässt sich wie ein Standard-Rollstuhl seitlich falten. In gefaltetem Zustand kann er einfach manuell geschoben oder elektrisch gefahren werden. So können Sie ihn leicht verstauen. Die Armlehnen sind höhenverstellbar sowie absenkbar. Die Rückenlehne und die geteilten Fußstützen sind ebenso individuell anpassbar.

cm 160-190 kg < 120 Ja





**Geteilte Fußstütze** für einfachen Einstieg und sicheren Halt



**Verstellbare Rückenlehne** optimal an eigene Bedürfnisse anpassbar



**Praktische Schiebegriffe** auch für den gefalteten Zustand



Nur
18 kg
Eigengewicht



# *immer-mobil 125C*

Hilfsmittelnummer 18.50.07.0033

**18 kg** Eigengewicht

**45 km** Reichweite*

Das geringe Eigengewicht und die hohe Wendigkeit machen den faltbaren *immer-mobil 125C* zu unserem Superleichtgewicht für Innen und Außen. Und das bei vollem Komfort und Stabilität. Dafür sorgt das Hightech-Carbon aus der Rennsporttechnik. Dieses macht den *immer-mobil 125C* nicht nur zum Hingucker, sondern lässt Sie auch unbeschwert durch den Tag fahren.

cm 160-180 | kg < 125 | Ja



**Fahrpult**
mit LED-Beleuchtung
und USB-Anschluss



**Hochklappbare Armlehnen**
zum leichteren Einstieg



**Bremslicht und Rückstrahler**
integriert für mehr Sicherheit



* Reichweite bei maximaler Anzahl der Batterien.
Siehe Technische Daten.

# *immer-mobil 90*

Hilfsmittelnummer 18.50.07.0015

| 28,5 kg | 30 km | 22° |
|---|---|---|
| Eigen-gewicht | Reich-weite* | Rücken-lehne |



**Verstellbare Armlehnen**
in der Höhe, Länge und Breite anpaßbar





**Verstellbare Rückenlehne**
in Höhe und Neigung bis 22° verstellbar




**Verstellbares Fußbrett**
in der Höhe und Länge anpaßbar



**Fahrpult**
mit integrierter LED-Beleuchtung, USB-Anschluss und Sprachwiedergabe



**App-Steuerung**
mit dem Smartphone steuerbar



## Klein, faltbar und variabel.

Der *immer-mobil 90* ist speziell für Kinder und Erwachsene mit kleiner Körpergröße gemacht. Kein anderer faltbarer Elektro-Rollstuhl ist so flexibel und anpassbar. Die integrierte, elektrische Sitzhöhenverstellung ist nur eine von vielen praktischen Funktionen. Mit Kindern und Jugendlichen kann er quasi mitwachsen. Und da er auch echt smart ist, kann er per App vom Handy aus gesteuert werden. Da ist auch ein bisschen Vergnügen mit im Gepäck.

| cm | kg | |
|---|---|---|
| < 150 | < 90 | Ja |

Jetzt Probefahrt vereinbaren:
**0800 4000 550**
Kostenlose Hotline

* Reichweite bei maximaler Anzahl der Batterien. Siehe Technische Daten.
** Die Hilfsmittelnummer ist bereits genehmigt und befindet sich derzeit in Ausstellung.



**Breite Armlehnen**
serienmäßig inkludiert



**Verstellbare Rückenlehne**
in Höhe und Neigung bis 22° verstellbar



**Variable Sitzbreite**
48-60 cm

# XL





**Einzigartig**
faltbarer & teilbarer Schwerlast-Rollstuhl

## *immer-mobil 190XL*

Hilfsmittelnummer 18.50.XX.XXXX**

| 42 kg | 30 km | 22° |
|---|---|---|
| Eigen-gewicht | Reich-weite* | Rücken-lehne |

Eine absolute Weltneuheit ist der *immer-mobil 190XL*, der für Menschen mit einem maximalen Körpergewicht von 190 kg gemacht ist. Er ist der einzige Schwerlast-Rollstuhl, der faltbar und teilbar ist. Somit ist er auch leicht zu transportieren und sogar für Flugreisen bestens geeignet. Seine Anpassungsmöglichkeiten können sich sehen lassen: Die Rückenlehne ist in der Höhe und Neigung verstellbar, das Fußbrett in der Höhe und Länge. Breite Armlehnen sind serienmäßig inkludiert und ebenso in der Höhe und Länge verstellbar. Und zum Verladen ins Auto lässt sich der *190XL* sogar im gefalteten Zustand elektrisch fahren.

cm ab 160 | kg < 190 | Ja

23 kg





19 kg

# Technische Daten

| | *Primero* | *160* | *145DE* | *140* |
|---|---|---|---|---|
| Hilfsmittelnummer | 18.50.07.0031 | 18.50.07.0032 | 18.50.07.0005 | 18.50.07.0001 |
| Gesamtlänge | 105 cm | 104 cm | 108 cm | 106 cm |
| Gesamtbreite | 60,4 cm | 63 cm | 62 cm | 62 cm |
| Gesamthöhe | 95,5-112 cm | 101-118 cm | 91-111 cm | 91-111 cm |
| Gesamtgewicht | ab 23,5 kg* | ab 30 kg* | ab 30 kg (16+14 kg)* | ab 27 kg* |
| Sitztiefe | 44 cm | 44 cm | 44 cm | 44 cm |
| Sitzbreite | 46,5 cm | 48 cm | 45 cm | 45 cm |
| Unterschenkellänge in cm | 39,5 / 42 | 42/ 43,5/ 45/ 46,5 | 45 / 43 | 44 / 42 |
| Sitzhöhe | 50 cm | 55 cm | 53 cm | 53 cm |
| Sitzneigung | 4° nach hinten geneigt | | | |
| Rückenhöhe | 55-65,5 cm | 49-65 cm | 41-59 cm | 41-59 cm |
| Rückenwinkel (in Grad nach hinten geneigt) | 0-22° | 0-22° | 0-22° | 0-22° |
| Maße gefaltet LxBxH | 34 x 60,4 x 75,3 cm | 44 x 62 x 87 cm | 46 x 62 x 79 cm | 46 x 62 x 79 cm |
| Max. Nutzergewicht/ Nutzlast | 120 kg | 160 kg | 145 kg | 140 kg |
| Vorderrad | 8 Zoll Luft oder wahlweise Vollgummi / TPE mit V-Profil | 8 Zoll TPE | 8 Zoll Luft oder wahlweise PU | 8 Zoll Luft oder wahlweise PU |
| Hinterrad | 12 Zoll Luft oder wahlweise PU | 12 Zoll Luft oder wahlweise PU | 12 Zoll Luft oder wahlweise PU | 12 Zoll Luft oder wahlweise PU |
| Reichweite (abhängig von Batterieanzahl) | ca. 15-45 km** | ca. 15-45 km** | ca. 15-45 km** | ca. 30-45 km** |
| Steigfähigkeit max. | 9°/ 16 % | 14°/ 25% | 14°/ 25% | 14°/ 25% |
| Wendekreis (Radius) | 83 cm | 90 cm | 87 cm | 90 cm |
| Lithium-Ionen Batterien | 1 x 24 V 10 Ah 2.+ 3. Batterie optional | 1 x 24 V 10 Ah 2.+ 3. Batterie optional | 2 x 24 V 10 Ah 3. Batterie optional | 2 x 24 V 10 Ah 3. Batterie optional |
| Ladegerät | Eingang: 100- | | | |
| Ladezeit | Pro Amperestunde (Ah) der Bat eine Stunde. Für eine 10 Ah Batterie Für 3 Batterien à 10 Ah (gesamt 10 Stunden und ein 5 A | | | |
| Bürstenlose Elektro-Motoren | 2 x 200 Watt | 2 x 250 Watt | 2 x 250 Watt | 2 x 250 Watt |
| Höchstgeschwindigkeit | | | | |
| Material Rahmen | Aluminium | | | |
| Bremssystem | automatische Magnetbremse, | | | |
| Fahrpult links und rechts montierbar | | | | |
| Fahrpulthalterung für Begleitperson | | | | |
| Adapter um die Batterien außerhalb des Gerätes zu laden | | | | |
| Stockhalter | opti | | | |
| LED-Beleuchtungsset mit 2 Vorder-, 2 Rücklichter und 2 Rückstrahler | Ja | | | |

* Das Gewicht ist abhängig von der Ausstattung und von der Bereifung.

** Die Reichweite stellt einen Richtwert dar, da sie von vielen verschiedenen Faktoren abhängt: Anzahl der Batterien, Gewicht, Steigung, Bodenbeschaffenheit u. v. m.

*** Die Hilfsmittelnummer ist bereits genehmigt und befindet sich derzeit in Ausstellung.

Der **immer-mobil** ist ein speziell für den deutschen Markt mit seinem Hilfsmittelnummernsystem und den damit verbundenen spezifischen Anforderungen hergestelltes Gerät.

| 125C | 190XL | 120T | 110 | 90 |
|---|---|---|---|---|
| 18.50.07.0033 | 18.50.XX.XXXX*** | 18.50.07.0018 | 18.46.06.0007 | 18.50.07.0015 |
| 103 cm | 125 cm | 103 cm | 100 cm | 99 cm |
| 59 cm | 65 cm | 62 cm | 59 cm | 56 cm |
| 97 cm | 110 -124 cm | 97 cm | 95 cm | 89 cm |
| ab 18 kg* | ab 42 kg (19+23 kg)* | ab 25 kg* | ab 24 kg* | ab 28,5 kg* |
| 43 cm | 47 cm | 44 cm | 43 cm | 37 cm |
| 43 cm | 48-60 cm | 45 cm | 44 cm | 38-43 cm |
| 45 / 48 | 46 / 47,5/ 49,5/ 50,5 | 46 / 43 /40 | 45 / 43 | 33/34,5/36/37,5 |
| 55 cm | 58 cm | 49 cm | 52 cm | 47-52 cm |
| | | 1° nach hinten geneigt | | 4° nach hinten geneigt |
| 50 cm | 47-65 cm | 41 cm | 43 cm | 43 cm |
| nicht verstellbar | 0-22° | 22/13/4° stufenweise einstellbar | 10° | 0°-22° |
| 43 x 63 x 75 cm | 65 x 45 x 95 cm | 79 x 36 x 78 cm | 38 x 59 x 72 cm | 39 x 56 x 75 cm |
| 120 kg | 190 kg | 120 kg | 110 kg | 90 kg |
| 8 Zoll TPE | 9 Zoll Luft | 8 Zoll Luft oder wahlweise PU | 8 Zoll PU (grau oder schwarz) | 8 Zoll Luft oder wahlwei-se PU |
| 10 Zoll Luft | 13 Zoll Luft | 12 Zoll Luft oder wahlweise PU | 10 Zoll PU (grau oder schwarz) | 12 Zoll Luft oder wahlweise PU |
| ca. 15-45 km** | ca. 10-30 km** | ca. 22 km** | ca. 15-30 km** | ca. 15-30 km** |
| 9°/ 16% | 14°/ 25% | 10°/ 18% | 9°/ 16% | 14°/ 25% |
| 87 cm | 94 cm | 89 cm | 78 cm | 81 cm |
| 1 x 24 V 10 Ah<br>2.+ 3. Batterie optional | 1 x 24 V 10 Ah<br>2.+ 3. Batterie optional | 2 x 24 V 7,5 Ah | 1 x 24 V 10 Ah<br>2. Batterie optional | 2 x 24 V 10 Ah |
| 240 VAC 50/60 Hz, Ausgang: DC + 24 V 3 A | | | | |
| terie und Ampere (A) des Ladegerätes<br>braucht ein 3 A Ladegerät ca. 3,5 Stunden.<br>30 Ah) benötigt das 3 A Ladegerät somit<br>Ladegerät 6 Stunden. | | | | |
| 2 x 200 Watt | 2 x 350 Watt | 2 x 250 Watt | 2 x 250 Watt | 2 x 250 Watt |
| 6 km/h | | | | |
| Carbon | Aluminium | | | |
| intelligentes, elektronisches, regeneratives Bremssystem | | | | |
| Ja | | | | |
| optional | | | | |
| optional | | | | |
| onal | | | | nicht möglich |
| | | | Nein | Ja |

# Zubehör *(Auswahl)*



**Gepäckanhänger**



**Fußführung / Handhebel**
für besseren Halt der Beine



**geteilte Fußstütze**
hochklappbar zur optimalen Positionierung der Beine



**Armlehnentasche**
Persönliches griffbereit



**Schwenkarm**
zum näheren Heranfahren an den Tisch



**PKW-Ladegerät 1,5 A**
über den Zigarettenanzünder laden




**Breite Armlehnen**
mehr Komfort für die Arme



**Sitzbreitenerweiterung**
für bequemeres Sitzen



**elektrische Aufstehhilfe**
zum leichteren Ein- und Aussteigen



**Teleskoprampe**
zum Verladen ins Auto



**Arnie Travelhero**
Kofferanhänge-kupplung für unterwegs



**Halterung für Begleitpersonen-steuerung**



**Kopfstütze**
höhenverstellbar



**starkes 5A Ladegerät**
schnell und überall laden



**Hohes Sitzkissen (10 cm)**
bequem und komfortabel sitzen



**Multitool**
die praktische Ergänzung



**Gehstock-Halterung**
aus Alu




**Reisetasche (mit/ohne Räder)**
optimal verpackt auf Reisen

**Weiteres Zubehör finden Sie auf www.immer-mobil.de**

# Die Hilfsmittelnummer als Qualitätsbeweis

| Modelle | HMV-Nr. |
|---|---|
| *immer-mobil 190XL* | 18.50.XX.XXXX** |
| *immer-mobil 90* | 18.50.07.0015 |
| *immer-mobil 145DE* | 18.50.07.0005 |
| *immer-mobil 140* | 18.50.07.0001 |
| *immer-mobil 125C* | 18.50.07.0033 |
| *immer-mobil 160* | 18.50.07.0032 |
| *immer-mobil 110* | 18.46.06.0007 |
| *immer-mobil 120T* | 18.50.07.0018 |
| *immer-mobil Primero* | 18.50.07.0031 |

Sämtliche Hilfsmittelnummern sind im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes gelistet und eine Voraussetzung, dass Ihr Elektro-Rollstuhl in Deutschland von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird. Damit ein Elektro-Rollstuhl in das deutsche Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen wird, muss er umfangreiche Qualitätstests bestehen. Darüber hinaus sind viele unserer Modelle TÜV-geprüft.

| Zubehör mit Hilfsmittelnummer | Modell | Abrechnung unter Hilfsmittelnummer (HMV-Nr.) |
|---|---|---|
| Gepäckanhänger | *190XL,145DE, 140,160* | HMV-Nr. Modell + 18.99.99.0999 |
| Fußführung | *190XL, 145DE, 140, 160, 110, Primero* | HMV-Nr. Modell + 18.99.99.0399 |
| geteilte Fußstütze | *190XL,145DE, 140,160* | HMV-Nr. Modell + 18.99.99.0999 |
| Breite Armlehnen | *alle Modelle außer 90, 125C (bei 190XL serienmäßig inkludiert)* | HMV-Nr. Modell + 18.99.99.0299 |
| Sitzbreitenerweiterung | *alle Modelle außer 190XL, 90, 125C* | HMV-Nr. Modell + 18.99.99.0203 |
| elektrische Aufstehhilfe | *140* | HMV-Nr. Modell + 18.99.99.0999 |
| Kopfstütze | *alle Modelle außer 120T* | HMV-Nr. Modell + 18.99.07.4013 |
| Ladegeräte jeglicher Art | *alle Modelle* | HMV-Nr. Modell + 18.99.99.0999 |
| Sitzkissen (10 cm)*** | *190XL, 145DE, 140, 160, 110, Primero* | HMV-Nr. Modell + 18.99.99.0199 |
| Sitzkissen (7 cm)*** | *125C, 120T* | HMV-Nr. Modell + 18.99.99.0199 |
| Fahrpulte jeglicher Art | *alle Modelle* | HMV-Nr. Modell + 18.99.99.0702 |
| Batterietasche* (für 10 Ah Batterie) | *alle Modelle außer 120T* | HMV-Nr. Modell + 18.99.99.0999 |
| Batterietasche* (für 7,5 Ah Batterie) | *120T* | HMV-Nr. Modell + 18.99.99.0999 |
| Rucksack* | *alle Modelle außer 90* | HMV-Nr. Modell + 18.99.99.0999 |
| Armlehnentasche* | *190XL, 145DE, 140, 160, 110, Primero* | HMV-Nr. Modell + 18.99.99.0999 |
| Pflegesteuerung SET | *alle Modelle außer 120T, Primero* | HMV-Nr. Modell + 18.99.99.0999 |
| Schiebegriffe für Pflegesteuerung | *alle Modelle außer 120T* | HMV-Nr. Modell + 18.99.99.0999 |
| Fahrpult für Pflegesteuerung | *alle Modelle außer Primero* | HMV-Nr. Modell + 18.99.99.0999 |

Für die Einreichung müssen Sie Ihr gewähltes Rollstuhl-Modell mit Hilfsmittelnummer, sowie die Hilfsmittelnummer des gewünschten Zubehörs angeben.

* Können im Einzelfall eingereicht werden.
** Die Hilfsmittelnummer ist bereits genehmigt und befindet sich derzeit in Ausstellung.
*** Sitzkissen muss bei 125C und Primero vor dem Falten und Verriegeln entfernt werden.




Leitfaden herunterladen

## Was tun bei einer Ablehnung?

Ob Ihre Krankenkasse den Rollstuhl bezahlt, ist eine sogenannte Einzelfallentscheidung. Bitte kontaktieren Sie uns im Fall einer Ablehnung. Wir helfen Ihnen unkompliziert und kompetent bei einer Beeinspruchung.

Wir helfen Ihnen gerne
**0800 4000 550**
Kostenlose Hotline

immer-mobil




**Bettina N.**
„Er kann so super über Bordsteinkanten, Türschwellen und Steigungen fahren und ist teilbar.“



## Werden Sie Teil unserer Facebook Community!



**Hubert S.**
„Ich denke oft an meinen Besuch in Singapur. Ohne meinen Rollstuhl von immer-mobil wäre ich dort nicht mehr hingekommen.“



**Christian B.**
„Ich bin, wie der Name schon sagt, immer mobil und sehr dankbar für meine neuen Füße.“



**Thomas L.F.**
„Ich kann nie zu oft betonen wie viel Freiheit ich damit zurückerlangt habe.“

Jetzt kostenlose Probefahrt vereinbaren:
**0800 4000 550**
E-Mail: immer-mobil@help-24.at
**www.immer-mobil.de**

**Ihr Fachhändler:**

Satz- und Druckfehler, Änderungen vorbehalten.
Stand 09/2026.